

Intensywna przebudowa, zagęszczenie i ujędrnienie skóry w jednej terapii.



D-FRAX 3.0 łączy w jednej głowicy frakcyjne mikronakłucia, bipolarne fale radiowe RF oraz technologię Vacuum. Synergia trzech technologii umożliwia terapie ukierunkowane na poprawę jakości skóry, redukcję zmarszczek, blizn i rozstępów oraz intensywną stymulację procesów regeneracyjnych.

Dzięki szerokim możliwościom personalizacji parametrów zabiegowych urządzenie sprawdza się zarówno w terapiach twarzy, jak i ciała - od precyzyjnych zabiegów w wymagających okolicach po intensywną przebudowę większych obszarów.

3 w 1

SYNERGIA TECHNOLOGII

Mikronakłucia, RF i Vacuum wzmacniające efekty przebudowy skóry

BIPOLARNA RF

ENERGIA

Intensywna stymulacja kolagenu i elastyny oraz zagęszczenie skóry

VACUUM

TECHNOLOGIA

Większy komfort pacjenta i precyzyjne prowadzenie głowicy

TWARZ I CIAŁO

ZAKRES

Szeroki zakres terapii na różnych obszarach zabiegowych

WSKAZANIA

- utrata jędrności i elastyczności skóry
- zmarszczki i oznaki starzenia
- blizny potrądzikowe
- rozszerzone pory i nierówna struktura skóry
- przebarwienia
- rozstępy
- wiotkość skóry twarzy i ciała

ZABIEGI, KTÓRE DODASZ DO CENNIKA

- RF mikroigłowy anti-aging
- przebudowa i zagęszczenie skóry
- terapia blizn potrądzikowych
- terapia porów i tekstury skóry
- redukcja rozstępów
- zabiegi ujędrniające twarz i ciało
- procedury regeneracyjne RF

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	RF mikroigłowy + Vacuum	PODCIŚNIENIE	regulowane, z możliwością wyłączenia
GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUWANIA	0,2–3,5 mm	KARTRIDŻE	10, 25, 64 igły (izolowane) oraz Crystal
MOC RF	0–200 W	POLE ZABIEGOWE	1 × 10 mm 5 × 5 mm 8 × 8 mm
CZAS EMISJI RF	0,1–0,5 s	TRYBY PRACY	twarz i ciało

