

Precyzyjne mikronakłuwanie bez kabla – stała głębokość i rytm nakłuć na każdym obszarze skóry.



este:pen 2.0 to bezprzewodowe urządzenie do mikronakłuwania skóry (microneedling) do codziennej pracy w gabinecie. Pracuje pionowo, ze stałą głębokością i rytmem nakłuć, dzięki czemu pokrycie obszaru jest równomierne, a wynik powtarzalny niezależnie od osoby wykonującej zabieg.

Mikronakłucia pobudzają naturalne procesy naprawcze skóry i tworzą mikrokanaly, przez które substancje aktywne wnikają głębiej. Sterylne, jednorazowe kartridże z zabezpieczeniem przed cofaniem preparatu chronią wnętrze urządzenia: jeden kartridż, jeden klient, jeden zabieg.

0 – 3,0 MM

GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA

Pierścień ze skalą i zatrzaskiem, stałe ustawienie w trakcie pracy

6 PRĘDKOŚCI

DOPASOWANIE DO OBSZARU

Od okolicy oczu i ust po szybkość opracowanie dużych partii ciała

BEZ KABLA

AKUMULATOR 500 MAH

Ładowanie USB-C w około 2,5 godziny, pełna swoboda ruchu

8 KARTRIDŻY

STERYLNE, JEDNORAZOWE

Pakowane pojedynczo, z blokadą cofania preparatu

WSKAZANIA

- zmarszczki i utrata jędrności skóry
- rozszerzone pory i nierówna tekstura
- blizny potrądzikowe
- przebarwienia i nierówny kolor skóry
- rozstępy
- skóra odwodniona, bez blasku
- kondycja skóry głowy

ZABIEGI W OFERCIE

- mezoterapia mikroigłowa twarzy
- anti-aging twarzy, szyi i dekoltu
- rewitalizacja i intensywne nawilżenie
- terapia blizn potrądzikowych
- terapia rozstępów i blizn na ciele
- mezoterapia mikroigłowa skóry głowy
- wprowadzanie preparatów kartridżem Nano

SPECYFIKACJA

GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA	0 – 3,0 mm	ZŁĄCZE KARTRIDŻA	bagnetowe, dwuzaczepowe
POZIOMY PRĘDKOŚCI	6	KORPUS	stop aluminium
ZASILANIE	akumulator 500 mAh, 3,7 V	WYMIARY / MASA	163,4 x 23,5 mm / 93,7 g
ŁADOWANIE	USB-C, ok. 2,5 h	KARTRIDŻE	sterylne, 8 rodzajów

