

Mezoterapia wieloigłowa z powtarzalnością, której nie zapewni technika manualna.



EsteGun 2.0 automatyzuje mezoterapię wieloigłową dzięki technologii vacuum, systemowi 9 igieł oraz automatycznemu dozowaniu preparatu. Urządzenie zapewnia równomierną aplikację substancji aktywnych, kontrolę parametrów i stałe warunki pracy na całym obszarze zabiegowym.

Dzięki automatyzacji iniekcji zabiegi są szybsze, bardziej komfortowe i przewidywalne dla specjalisty oraz pacjenta. System Anti-Backflow ogranicza straty preparatu i zwiększa bezpieczeństwo terapii.

9 igieł

SYSTEM WIELOIGŁOWY

Szybsze opracowanie większych obszarów zabiegowych

VACUUM

TECHNOLOGIA

Stabilizacja skóry, większy komfort i mniejsze ryzyko zasinień

AUTO

PODAWANIE PREPARATU

Stala ilość preparatu przy każdym wkluciu

KRÓTKA

REKONWALESCENCJA

Większa przewidywalność efektów niż w technice manualnej

WSKAZANIA

- zmarszczki i utrata jędrności skóry
- fotostarzenie i wiotkość skóry
- skóra odwodniona i pozbawiona blasku
- przebarwienia i rozszerzone pory
- blizny potrądzikowe
- okolica oczu
- terapia skóry głowy
- profilaktyka przeciwstarzeniowa

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- mezoterapia wieloigłowa twarzy, szyi i dekoltu
- mezoterapia wieloigłowa dłoni
- mezoterapia wieloigłowa skóry głowy
- terapie anti-aging i biostymulujące
- zabiegi rewitalizujące i nawilżające
- terapia blizn potrądzikowych

SPECYFIKACJA

TRYBY PRACY	Auto / Manual / Hybrydowy	FUNKCJA VACUUM	5 poziomów regulacji
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI WKŁUCIA	0,5–3,0 mm	SYSTEMY AUTOMATYZACJI	Anti-Backflow, auto dozowanie, licznik nakłuć
DAWKI INIEKCJI	0,009–0,2 ml	KOMPATYBILNOŚĆ	strzykawki 3 ml, 5 ml oraz ampułkostrzykawki
SYSTEM WIELOIGŁOWY	9 igieł		

