

Radiofrekwencja stworzona dla okolicy oka - bez igieł, bez rekonwalescencji.



Eyelift RF to urządzenie wykorzystujące monopolarną radiofrekwencję 2,0 MHz oraz technologię wibracji mechanicznej, stworzone do zabiegów w wymagającej okolicy oka. Terapia wspiera poprawę napięcia skóry, mikrokrążenia oraz drenażu limfatycznego, pomagając redukować widoczność drobnych zmarszczek, obrzęków i oznak zmęczenia.

Dzięki nieinwazyjnemu charakterowi procedura nie wymaga rekonwalescencji i może być wykonywana przez cały rok - jako samodzielna terapia lub uzupełnienie zabiegów anti-aging i rewitalizujących.

2,0 MHz

MONOPOLARNA RF

Kontrolowane dogrzewanie tkanek bez naruszania ciągłości naskórka

RF + WIBRACJA

TECHNOLOGIA

Wsparcie mikrokrążenia oraz drenażu limfatycznego

OKOLICA OKA

TECHNOLOGIA

Parametry dostosowane do cienkiej i wymagającej skóry

KOMFORT

BEZ REKONWALESCENCJI

Komfortowa terapia przez cały rok

WSKAZANIA

- utrata napięcia skóry okolicy oka
- drobne zmarszczki mimiczne
- obrzęki i oznaki zmęczenia
- wiotkość skóry dolnej powieki
- skóra cienka i odwodniona
- profilaktyka anti-aging

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- Eye Lift – poprawa napięcia i jędrności skóry
- Anti-Fatigue – redukcja obrzęków i oznak zmęczenia
- Regeneration – rewitalizacja skóry cienkiej i odwodnionej
- Firming – ujędrnienie i profilaktyka anti-aging

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	RF monopolarna + wibracja	UKŁAD ELEKTROD	elektroda czynna + elektroda bierna
CZĘSTOTLIWOŚĆ RF	2,0 MHz	GŁOWICA	nieinwazyjny, bez rekonwalescencji
ZAKRES RF	4 poziomy intensywności	TRYB ZABIEGU	nieinwazyjny, bez rekonwalescencji
WIBRACJA	4 poziomy intensywności	CZAS ZABIEGU	ok. 30 minut

