

Dogłębne oczyszczanie skóry połączone z działaniem antyoksydacyjnym aktywnego wodoru.



Oczyszczanie wodorowe HydroPeel H2 to terapia łącząca dogłębne oczyszczanie skóry z działaniem antyoksydacyjnym. Dzięki generatorowi wodoru aktywny wodór wiąże wolne rodniki odpowiedzialne za przyspieszone starzenie skóry, wspierając jej regenerację i poprawę kondycji.

O jakości zabiegu decyduje generator z platynowanymi elektrodami, wytwarzający w elektrolizie wodę alkaliczną bogatą w aktywny wodór. Modułowa platforma rozwija się razem z gabinetem - nawet do 14 funkcji.

Generator wodoru

AKTYWNY WODÓR NA BIEŻĄCO

Woda alkaliczna bogata w aktywny wodór wytwarzana podczas zabiegu

Możliwość rozbudowy

NAWET DO 14 FUNKCJI

Modułowa platforma rośnie razem z ofertą Twojego gabinetu

Platynowane elektrody

STABILNA ELEKTROLIZA WODY

Powtarzalna produkcja aktywnego wodoru

Całoroczne terapie

BEZ SEZONOWOŚCI

Bezpieczne zabiegi przez cały rok, także w abonamencie

EFEKTY ZABIEGOWE OCZYSZCZANIA WODOROWEGO

- Świeża, promienna i dotleniona skóra - efekt widoczny od pierwszego zabiegu
- Głębokie oczyszczenie porów - także cera trądzikowa i tłusta
- Złuszczenie martwych komórek bez podrażnień - komfort również dla cery wrażliwej
- Nawilżenie i wygładzenie zmarszczek - poprawa jakości i napięcia skóry
- Spowolnienie procesów starzenia dzięki działaniu antyoksydacyjnemu wodoru

ZABIEGI, KTÓRE DODASZ DO OFERTY

- Terapie skóry wrażliwej i skóry tłustej
- Głębokie oczyszczanie skóry
- Nawilżenie i regeneracja
- Ujędrnienie skóry
- Infuzja składników aktywnych
- Zabiegi bankietowe „Glow”
- Przygotowanie do zabiegów

SPECYFIKACJA

POTENCJAŁ ORP

ujemny (redukcyjny)

AKTYWNY WODÓR (H₂)

z elektrolizy wody

PH

woda alkaliczna

ELEKTRODY

platynowane

PRZEWODNOŚĆ ROBOCZA

350 - 900 μS/cm

MOC GENERATORA JONIZACJI

150 W

MOC SSANIA

do 800 mmHg

MOC GŁOWIC H₂ PEEL / H₂ JET

30 W / 550 W

