

Trwała redukcja owłosienia. Wszystkie fototypy I–VI, twarz i ciało.



LUMIERE to system laserowy wykorzystujący cztery długości fal, które działają synergistycznie w obrębie mieszków włosowych. Połączenie fal 755 nm, 808 nm, 940 nm i 1064 nm umożliwia skuteczną epilację różnych rodzajów włosów oraz pracę na wszystkich fototypach skóry, także ciemnych.

Każda długość fali oddziałuje na inne struktury mieszków włosowych, zwiększając skuteczność terapii niezależnie od rodzaju owłosienia. Wielostopniowy system chłodzenia poprawia komfort pacjenta oraz ułatwia pracę specjalisty.

4 FALE

DŁUGOŚCI

Kompleksowe działanie na cały mieszek włosowy

I–VI

FOTOTYPY

Skuteczna praca również na ciemnych fototypach skóry

2500 W

MOC

Szybkie zabiegi nawet na dużych obszarach ciała

SYSTEM

CHŁODZENIA

Komfort pacjenta i wysoki komfort pracy

WSKAZANIA

- trwała redukcja owłosienia
- włosy cienkie i średniej grubości
- włosy grube i głęboko osadzone
- włosy odporne na wcześniejsze terapie
- wszystkie fototypy skóry I–VI
- obszary twarzy i ciała

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- epilacja twarzy, wąsika i brody
- epilacja pach
- epilacja bikini
- epilacja nóg
- epilacja pleców
- epilacja klatki piersiowej

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	laser wielowięzkowy – 4 długości fal	SZEROKOŚĆ IMPULSU	10–400 ms
DŁUGOŚĆ FALI	755 nm 808 nm 940 nm 1064 nm	Żywotność generatora	do 50 mln impulsów
MOC / ENERGIA	2500 W / do 90 J/cm ²	System chłodzenia	powietrze + woda + TEC + szafir
ROZMIAR PLAMKI	12 × 20 mm	STEROWANIE	ekran dotykowy 13,3" + panel w rękojeści

