

Naczynia, przebarwienia, trądzik i fotostarzenie – cztery filary oferty w jednej platformie.



OPTINA łączy światło szerokopasmowe DPL z opcjonalną technologią CCL, obejmując jedną platformą najczęściej poszukiwane terapie gabinetowe. Umożliwia skuteczną pracę z rumieniem, zmianami naczyniowymi, trądzikiem, przebarwieniami oraz oznakami fotostarzenia – i rozszerzenie oferty gabinetu o zabiegi cieszące się wysokim zainteresowaniem pacjentów.

Dzięki precyzyjnie dobranym filtrom zabiegowym oraz technologii światła szerokopasmowego urządzenie pozwala prowadzić wszechstronne terapie poprawiające koloryt, jakość i wygląd skóry przy wysokim komforcie zabiegowym.

DPL + CCL

TECHNOLOGIA

Zaawansowana platforma światła szerokopasmowego

TERAPIE DPL

ZAKRES

Terapie naczyniowe, pigmentacyjne i przeciwtrądzikowe.

FOTOODMŁADZANIE

EFEKT

Poprawa kolorytu, jakości i wyglądu skóry.

7 FILTRÓW

ZABIEGOWYCH

Precyzyjne dopasowanie terapii do wskazań

WSKAZANIA

- rumień, teleangiektazje i zmiany naczyniowe
- trądzik pospolity i skóra łojotokowa
- przebarwienia posłoneczne i pozapalne (PIH)
- nierównomierny koloryt skóry
- fotostarzenie i drobne zmarszczki
- niepożądane owłosienie

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- terapia zmian naczyniowych i rumienia
- terapia trądziku
- redukcja przebarwień
- fotoodmładzanie
- epilacja DPL
- zabiegi rewitalizujące
- procedury regeneracyjne CCL

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	DPL + CCL	TRYB SHR	do 20 J/cm ²
ZAKRES SPEKTRALNY DPL	400–950 nm	Częstotliwość	do 10 Hz
FILTRY DPL	400 nm 515 nm 530 nm 640 nm	Czas impulsu	do 200 ms
FILTRY CCL	CL-A SR-A PR-A	SYSTEM CHŁODZENIA	kontaktowy + obieg wodny
ENERGIA	1–50 J/cm ²	STEROWANIE	ekran dotykowy

