

SMART SKIN ANALYSIS SYSTEM 3.0

Inteligentny analizator skóry – AI + 3D

este:med

08

Diagnostyka, która zamienia konsultację
w plan zabiegowy.



Smart Skin Analysis System 3.0 to analizator skóry, który łączy spektroskopię, cyfrowe przetwarzanie obrazu i sztuczną inteligencję. Zapewnia kompleksową ocenę kondycji skóry oraz analizę zmian widocznych i ukrytych pod jej powierzchnią.

System umożliwia generowanie profesjonalnych raportów PDF i porównywanie efektów terapii w czasie. Dzięki obrazowaniu 35 MP oraz wizualizacji 3D wspiera konsultacje kosmetyczne, personalizację terapii i sprzedaż planów zabiegowych.

4 TRYBY

OBRAZOWANIA SKÓRY

Analiza problemów skórnych przy różnych źródłach światła

AI

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Automatyczna ocena parametrów skóry i wizualna symulacja zmian

3D

WIZUALIZACJA

Prezentacja problemów skórnych na trójwymiarowym modelu twarzy

RAPORTY PDF

MONITORING

Monitorowanie efektów zabiegowych i budowanie zaufania klienta

ANALIZOWANE PARAMETRY

- zmarszczki
- rozszerzone pory
- pigmentacja powierzchniowa i głęboka
- przebarwienia UV
- wrażliwość skóry
- trądzik i zaskórniki
- szorstkość skóry i koloryt
- poziom melaniny

FUNKCJE SYSTEMU

- analiza skóry w 4 trybach oświetlenia
- wizualizacja 3D skóry
- wizualna symulacja zmian AI
- raporty PDF dla klienta
- analiza porównawcza efektów terapii
- archiwizacja historii i baza klientów
- rekomendacja terapii i produktów

SPECYFIKACJA

APARAT	35 MP	SYSTEM	Android, procesor RK3588
OBRAZOWANIE	analiza spektralna + obraz cyfrowy	PAMIĘĆ	8 GB RAM / 64 GB
TRYBY ANALIZY	dzienne, krzyżowe, równoległe, UV	ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU	1920 × 1080
FUNKCJE	3D + AI + PDF + porównanie	ŁĄCZNOŚĆ	Wi-Fi

