

Kompleksowa przebudowa skóry - od naskórka po skórę właściwą.



ERGLASE + THULON to laser frakcyjny DUAL łączący dwie komplementarne długości fali: 1550 nm oraz 1927 nm. Dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu na różne warstwy skóry umożliwia skuteczną terapię przebarwień, blizn, rozstępów, zmarszczek oraz utraty jędrności.

Laser erbowo-szkłany 1550 nm stymuluje przebudowę skóry właściwej i wspiera procesy remodelingowe, natomiast laser tulowy 1927 nm odpowiada za poprawę kolorytu, jakości i tekstury skóry. Połączenie obu technologii pozwala osiągać wielopoziomowe efekty terapeutyczne przy wysokim komforcie zabiegowym.

1550 NM + 1927 NM

DŁUGOŚĆ FALI

Dwie długości fali w jednym urządzeniu

DUAL

TECHNOLOGY

Przebudowa skóry właściwej i poprawa jakości naskórka

DO 300 mJ

ENERGIA IMPULSU

Wysoka energia impulsu do intensywnej przebudowy skóry

KRÓTKA

REKONWALESCENCJA

Skuteczne terapie przy wysokim komforcie pacjenta

WSKAZANIA

- fotostarzenie skóry
- utrata jędrności i elastyczności
- blizny potrądzikowe
- rozstępy
- melasma
- przebarwienia posłoneczne i pozapalne
- rozszerzone pory i nierówna tekstura skóry
- drobne i średnie zmarszczki

MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE

- kompleksowe fotoodmładzanie
- resurfacing frakcyjny
- terapia przebarwień i melasmy
- terapia blizn potrądzikowych
- terapia rozstępów
- procedury anti-aging
- Laser Assisted Drug Delivery (LADD)

SPECYFIKACJA

TYP LASERA	erbowo-szkłany + tulowy	OBSZAR SKANOWANIA	do 20 × 20 mm
DŁUGOŚĆ FALI	1550 nm + 1927 nm	TRYBY PRACY	nieablacyjny, subablacyjny, ablacyjny
MOC / ENERGIA IMPULSU	Do 15 W / do 300 mJ	TRYBY SKANOWANIA	sekwencyjny, centralny, losowy
TYP WIĄZKI	światłowod (Fiber Laser)	CHŁODZENIE	powietrzne

