

Technologia pierwszego wyboru w terapiach melasmy, przebarwień i fotoodmładzania.



THULON to laser tulowy 1927 nm w technologii światłowodowej (Fiber Laser) – długości fali uznawanej za standard w terapiach melasmy i przebarwień. Dzięki wysokiemu powinowactwu do wody energia działa precyzyjnie w obrębie naskórka i powierzchniowych warstw skóry właściwej, wspierając redukcję przebarwień, poprawę tekstury oraz regenerację skóry.

Technologia 1927 nm jest szczególnie ceniona w terapiach zmian pigmentacyjnych, fotostarzenia oraz procedurach poprawiających jakość skóry – przy krótkim okresie rekonwalescencji i wysokim komforcie pacjenta.

1927 nm

DŁUGOŚĆ FALI

Jedna z najbardziej cenionych w terapiach przebarwień i melasmy

3 tryby

PRACA

Nieablacyjny, subablacyjny, ablacyjny

2 głowice

ZABIEGOWE

Statyczna i dynamiczna

KRÓTKA

REKONWALESCENCJA

Wysoki komfort terapii i szybki powrót do codziennych aktywności.

WSKAZANIA

- melasma
- przebarwienia postłoneczne i pozapalne (PIH)
- fotostarzenie skóry
- blizny potrądzikowe
- nierówna tekstura skóry
- drobne zmarszczki
- blizny potrądzikowe

MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE

- terapia melasmy i przebarwień
- fotoodmładzanie
- resurfacing frakcyjny
- poprawa jakości i tekstury skóry
- terapia blizn potrądzikowych
- Laser Assisted Drug Delivery (LADD)

SPECYFIKACJA

TYP WIĄZKI	światłowod tulowy (Fiber Laser)	SZEROKOŚĆ IMPULSU	0,1–5,0 ms
DŁUGOŚĆ FALI	1927 nm	TRYBY PRACY	nieablacyjny, subablacyjny, ablacyjny
MOC	15 W	TRYBY SKANOWANIA	sekwencyjny, centralny, losowy
ENERGIA	do 50 mJ	GŁOWICE ZABIEGOWE	statyczna i dynamiczna

